

## AROMINA 100

Identificación: PPQ-007

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Aromáticos C9	% Peso	Arco R & E 8170	95.0 mín.
Aromáticos C10+	% Peso	Arco R & E 8170	3.5 máx.
No Aromáticos	% Peso	Arco R & E 8170	1.5 máx.
Destilación a 760 mm Hg.	°C	ASTM-D-850-99a	-
Temperatura Inicial de Ebullición	°C	ASTM-D-850-99a	155 mín.
Temperatura Final de Ebullición	°C	ASTM-D-850-99a	175 máx.
Temperatura de Inflamación	°C	ASTM-D-56-98a	40 mín.
Valor Kauri-Butanol	-	ASTM-D-1133-97	90 mín.
Color	Saybolt	ASTM-D-156-00	+ 25 mín.